



## EFICAZ. PREDECIBLE. PROBADO. PROCEDIMIENTO VERDADERAMENTE MICROINVASIVO.<sup>1</sup>



Comience hoy con iStent *inject W* en sus casos de cirugía combinada de catarata y glaucoma.  
Contáctenos para recibir información adicional.

iStent  
*inject W*



1. Neuhann R, Neuhann T. Second-generation trabecular micro-bypass stent implantation: Retrospective analysis after 12- and 24-month follow-up. Eye Vis (Lond). 2020;7:1.

**INDICACIÓN.** El iStent *inject W* está pensado para reducir la presión intraocular de manera segura y eficaz en pacientes a los que se diagnosticó glaucoma primario de ángulo abierto, glaucoma pseudoexfoliativo o glaucoma pigmentario. El iStent *inject W* puede entregar dos (2) stents en una sola pasada, mediante una sola incisión. El implante está diseñado para abrir con el stent un paso a través de la malla trabecular para permitir un aumento en la facilidad de salida y una posterior reducción en la presión intraocular. El dispositivo es seguro y eficaz cuando se implanta en combinación con cirugía de cataratas en aquellos casos que requieren una reducción de la presión intraocular y/o se beneficiarían de una reducción de la medicación para el glaucoma. El dispositivo se puede implantar también en pacientes que siguen teniendo una presión intraocular elevada a pesar de un tratamiento anterior con medicación para el glaucoma y cirugía convencional de glaucoma.

GLAUKOS<sup>®</sup>

customerservice-es@glaukos.com  
900 823 300