

NUEVO

COOLTEARS® ALO+

PRIMERA Y ÚNICA COMBINACIÓN DE ÁC. HIALURÓNICO CROSS-LINKED Y ALOE VERA

ÁCIDO HIALURÓNICO
CROSS-LINKED 0,4%
Alto peso molecular



ALOE VERA
0,2%

Favorece la Cicatrización^{2,3}

Aumenta la Hidratación¹

Propiedades Antiinflamatorias^{4,5}

SIN CONSERVANTES
SIN FOSFATOS
COMPATIBLE CON
LENTES DE CONTACTO¹



PERMITE
1
GOTA
AL DIA*

CN 211459.3
Multidosis 10 ml



COOLTEARS®
ALO+

*Administrar 1 o 2 gotas en cada ojo una o más veces al día o según las instrucciones de su médico o farmacéutico.

1. Santen. Cooltears® Alo+ Instrucciones de uso, Octubre 2022
2. Moghadam MR, et al. J Ophthalmic Vis Res 2020;15:7-15
3. Atiba A, et al. Clin Ophthalmol 2015;9:2019-2026
4. Aragóna et al. Trans Vis Sci Tech. 2019;8(6):2
5. Wozniak A & Paduch R. Pharm Biol 2012; 50(2): 147-154

Material exclusivo para Profesionales Sanitarios Comercializado por: Santen Pharmaceutical Spain, S.L. C/Acanto 22. 28045-Madrid.
email: medinfo@santen.es. Cooltears® Alo + es un Producto Sanitario Clase IIB estéril que cumple la normativa de Productos Sanitarios

OCUTEA-ES-230019