

Los primeros y únicos probióticos para la salud Ocular

Con motivo del lanzamiento de los nuevos probióticos para salud ocular de Farmamix Vision, entrevistamos al Dr. Alberto Ollero, especialista en superficie ocular y ojo seco para conocer su opinión y punto de vista.



Entrevista al Dr. Alberto Ollero
Especialista superficie ocular. Vigo.

¿Qué relación tiene la microbiota con la salud ocular? La microbiota intestinal tiene una relación directa con la salud en general, y una disbiosis y una disminución de la permeabilidad intestinal que se asocia a múltiples patologías prevalentes de base inflamatoria como la diabetes, la hipertensión e incluso enfermedades neurodegenerativas. Sabemos que existe un eje intestino-cerebro pero también que existe un eje intestino-ojo, y que múltiples enfermedades como la uveítis, el glaucoma, el ojo seco y patologías de la retina como la degeneración macular pueden tener su origen en una alteración o una disbiosis intestinal y en consecuencia se puede alterar la microbiota ocular. La microbiota ocular es más escasa que la intestinal pero es muy importante, y se sabe que en ojos en los que se ha eliminado la microbiota en ensayos de laboratorio, estos se hacen más sensibles a infecciones graves como la infección y queratitis provocada por una bacteria tremendamente agresiva como la pseudomona. Todo esto hace que sea muy interesante el tener un producto que estabilice y recupere la microbiota ocular.

¿Qué puede aportar iVision AB-PROTEARS? iVision AB-PROTEARS es una solución oftálmica con un lisado de *L. sakei*. Al ser lisado es un paraprobiótico, porque no son directamente microorganismos vivos que instilamos en el ojo, pero sabemos que este lactobacilus es capaz de regenerar la microbiota cuando hay una disbiosis y es capaz de recuperar el estado de una microbiota normal que lo que hace es protegernos

de las bacterias patógenas. **iVision AB-PROTEARS** es un tratamiento ideal para casos donde hay disbiosis como alergias, ojo seco, blefaritis, cualquier patología incluso portadores de lentes de contacto. De hecho, **iVision AB-PROTEARS** es ideal para mantener la microbiota ocular sana en pacientes sanos.

¿Qué destacaría de iVision PROBIOTICS? iVision PROBIOTICS contiene 5 cepas de probióticos y además contiene inulina, un prebiótico que es digerido por las bacterias y esto genera ácidos grasos de cadena corta que actúan como antiinflamatorio. **iVision PROBIOTICS** contiene además vitamina B₂, Selenio y Zinc. Recuperar el equilibrio de la microbiota intestinal mejora todo el organismo, mejora el eje intestino-cerebro, pero también el eje intestino-ojo y es que en patologías como por ejemplo el ojo seco, el síndrome de Sjögren o la alergia, la microbiota ocular es distinta que en un paciente sano, y recuperarla nos servirá de coadyuvante al tratamiento de estas patologías para las que solo teníamos el tratamiento habitual.



Relys, más allá de las lágrimas artificiales

En el marco del Centenario del Congreso SEO pudimos recoger la opinión de varios doctores sobre su experiencia con el uso del modulador de la superficie ocular Relys.

La Dra. Patricia Bayo explicó que utiliza el modulador de superficie ocular Relys en pacientes con ojo seco que ya están en tratamiento con alguna lágrima y no obtienen el resultado deseado, porque no están satisfechos con ella al ser pacientes con una necesidad más exigente y con casos más complicados. Estos pacientes con Relys consiguen el confort que no consiguen con otras lágrimas. La Dra. Bayo resume que recomienda Relys en aquellos pacientes con un grado más severo, más exigentes porque Relys tiene un resultado que va más allá de una lágrima convencional.

El Dr. Juan Antonio Cárcelos recomienda Relys en todos aquellos que teniendo sequedad ocular tienen un proceso inflamatorio como queratitis, con los que con el uso de Relys obtienen rápidas y excelentes recuperaciones. En general recomienda Relys para recuperar la superficie ocular tras proceso inflamatorio.

El Dr. Carlos Gutiérrez utiliza Relys en los casos más rebeldes, en pacientes que no mejoran con una lágrima convencional. Para el doctor todos los pacientes con ojo seco son buenos candidatos a usar Relys, y lo utiliza especialmente como complemento a tratamientos

con lágrimas artificiales o en pacientes en tratamiento con luz pulsada, donde Relys es muy buen coadyuvante para tratar a estos pacientes.

Podemos concluir que Relys es un modulador de la superficie ocular que va más allá de la humectación que puede proporcionar una lágrima artificial, gracias a las propiedades hidrodinámicas de su estructura tridimensional Relys consigue recuperar la homeóstasis perdida, modular la inflamación e iniciar la regeneración.

relys
EL PRIMER MODULADOR DE LA SUPERFICIE OCULAR

Farmamix VISION

SIN QUÉQUEROS NI CONSERVANTES

- Recupera la Homeostasis
- Modula la Inflamación
- Reinicia la regeneración